

	Matériel	Consommables
Paillasse professeur	• Crayon verrerie	• Essuie tout • Pipettes plastiques • Pierre ponce • Papier aluminium
Paillasse élève	• Pissette d'eau distillée • Verre à pied • Ballon monocol 100 mL • Réfrigérant à boules • Vigreux et thermomètre adapté • Réfrigérant droit et allonge coudée • Clips de sécurité • Coupelle de pesée • Éprouvettes graduées 10 et 50 mL • 2 béchers 150 mL • 2 erlenmeyers 150 mL • Entonnoir à liquide • Dean stark	
Paillasses communes	• Bidons récupérateur(s) et entonnoir(s) adaptés aux produits • Balances	• Bidon d'eau distillée rempli • Acide éthanoïque pur ($10 \text{ mL} \cdot \text{bin}^{-1}$) • Alcool isoamylique ($15 \text{ mL} \cdot \text{bin}^{-1}$) • APTS • Cyclohexane ($40 \text{ mL} \cdot \text{bin}^{-1}$)
Sécurité	• Lunettes de sécurité	• Gants jetables

- Utiliser les chauffe-ballons pour aller le plus vite possible : les bains marie sont trop lents.
- Bien attendre que la réaction soit finie, sinon elle se poursuit lors de la distillation et il se passe n'importe quoi.