

	Matériel	Consommables
Paillasse professeur	• Crayon verrerie	• Essuie tout • Pipettes plastiques
Paillasse élève	• Verre à pied • Erlenmeyers 100 mL ×2 • Bécher 100 mL • Entonnoir à liquide • Cristalliseur • Coupelle de pesée • Éprouvette graduée 10 mL • Barreau aimanté • Fiole à vide + Entonnoir Büchner + Pompe / Trompe à vide • Spatule • Papier alu. • Boîte de Pétri	• Pissette d'eau distillée • Papier filtre Büchner • Papier alu.
Paillasses communes	• Bidons récupérateur(s) et entonnoir(s) adaptés aux produits • Balance • Banc Kofler	• Bidon d'eau distillée rempli • Glace • Soude en pastille ($1 \text{ g} \cdot \text{bin}^{-1}$) • Benzaldéhyde + dispense ($2,5 \text{ mL} \cdot \text{bin}^{-1}$) • Acétone ($1 \text{ mL} \cdot \text{bin}^{-1}$) • Éthanol ($10 \text{ mL} \cdot \text{bin}^{-1}$)
Sécurité	• Lunettes de sécurité	• Gants jetables

Remarque : il faut être le plus près possible de la stœchiométrie car le dba se dissout dans l'acétone et dans le benzaldéhyde.

Dans le cas d'un (petit) excès d'acétone, le séchage et le passage à l'étuve ne sont pas concluants ; c'est mieux pour un excès de benzaldéhyde, mais cela fait bizarre de mettre l'acétone en défaut.