

	Matériel	Consommables
Paillasse professeur		• Essuie tout • Pierre ponce • Graisse à roder • Papier filtre pour Büchner • Acide sulfurique concentré en compte goutte pour le groupe
Paillasse élève	<i>Prélèvement des espèces</i> • Coupelle de pesée • Spatule • Une balance par poste élève • Bécher 25 mL • Éprouvette graduée de 10 mL <i>Reflux</i> • Reflux : Ballon & Chauffe ballon • Réfrigérant à boules • Potence • Pinces 2 et 3 doigts • Support élévateur • Valet en liège <i>Divers</i> • Verre à pied • Entonnoir à liquide • Entonnoir à solide • Petit cristalliseur pyrex <i>Séchage</i> • Plaque poreuse pour séchage • Boîte de pétri <i>Isolement</i> 4 postes de filtration sous vide en fond de salle : • Pompe • Fiole à vide fixé par potence et pince • Entonnoir Büchner et joint	• Pissette d'eau distillée • Urée (6,9 g·bin⁻¹) • Acide glyoxylique 50 % en masse (6,3 mL·bin⁻¹)
Paillasse en fond de salle	• Bidons récupérateur(s) et entonnoir(s) adaptés aux produits	• Bidon d'eau distillée rempli
Sécurité	• Lunettes de sécurité	• Gants jetables

L'acide sulfurique concentré ne peut pas être remplacé par l'APTS.