

	Matériel	Consommables
Paillasse professeur		• Essuie tout
Paillasse élève	• Pissette d'eau distillée • Verre à pied • Barreau aimanté + baguette récupératrice • Erlenmeyer 150 mL • 3 béchers 150 mL • Burette 25 mL + pince • Pipette jaugée de 5 mL + Propipette • Fiole jaugée 50 mL	
Paillasse commune	• Bidons récupérateur(s) et entonnoir(s) adaptés aux produits • Bécher de service	• Bidon d'eau distillée rempli • Solution à titrer : eau oxygénée périmée 10 Vol. (50 mL·bin⁻¹) • Solution titrante : $(K^+ + MnO_4^-) = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ acidifié. (100 mL·bin⁻¹)
Sécurité	• Carton de lunettes de sécurité	• Gants jetables