

	Matériel	Consommables
Paillasse professeur	• Crayon verrerie	• Essuie-tout • Pipettes plastiques
Paillasse élève	• Verre à pied • Pipette jaugée 10 mL & propipette • Bécher 400 mL • Bêchers 150 mL ×2 • Conductimètre • Burette 25 mL • Turbulent et canne à pêche	• Pissette d'eau distillée
Paillasses communes	• Bidons récupérateurs et entonnoirs adaptés aux produits • Balance • Bêchers de service 250 mL ×2	• Bidon d'eau distillée rempli • Glace • Éthanoate de sodium $1,6 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ étiqueté S_f. • Acide chlorhydrique $1,00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
Sécurité	• Lunettes de sécurité	• Gants jetables

Erratum : erreur dans le spécimen corrigée dans le manuel de l'élève :
 La solution titrante d'acide chlorhydrique est telle que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et non $1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et son incertitude type $u([\text{H}_3\text{O}^+]) = 4,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

