

	Matériel	Consommables
Paillasse professeur		• Essuie tout • Pipettes plastiques
Paillasse élève	• Pissette d'eau distillée • Thermomètre • Verre à pied • Burette • Turbulent et canne à pêche • pH-mètre + électrodes combinées • pipette jaugée 10 mL. • Bécher 100 mL ×5 • Bécher 250 mL ×2	
Paillasses communes	• Bidons récupérateur(s) et entonnoir(s) adaptés aux produits • Spatules et balances	• Bidon d'eau distillée rempli Solutions titrantes : • Acide chlorhydrique à $1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (150 mL·bin⁻¹) la plus exacte possible. • Soude à $1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (200 mL·bin⁻¹) la plus exacte possible. Solutions à doser : Étiquetées Acide 1, acide 2 et acide 3 ; base 1 et base 2. • Acide 1 : Chlorhydrique $\sim 0,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. • Acide 2 : Éthanoïque $\sim 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. • Acide 3 : Phosphorique $\sim 0,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. • Base 1 : Soude $\sim 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. • Base 2 : Ammoniaque $\sim 1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
Sécurité	• Carton de lunettes de sécurité	• Gants jetables